



Наталья Филатова, врач-дерматолог, врач-косметолог, ведущий специалист клиники «Медклиник», сертифицированный медицинский консультант компании ICG group, г. Санкт-Петербург

Как выбрать филлер?

Контурная пластика лица – одна из самых востребованных процедур имиджевой коррекции. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты помогают пациенту воплотить смелые желания, связанные с преображением внешности, избавиться без хирургического вмешательства от многих эстетических проблем. Как же выбрать самый лучший, самый эффективный, самый безопасный препарат?

Слово «филлер» происходит от английского глагола *to fill*, что в переводе означает «наполнять». Итак, чем же лучше наполнять кожу?

Прежде всего, препарат должен быть клинически проверенным, легким в применении, высокотехнологичным с физической точки зрения, эффективным (давать быстрый результат), иметь всю разрешительную документацию на территории России. Это основные критерии выбора. Немаловажную роль играют, конечно же, экономические причины и личные пристрастия.

Большинство филлеров соответствует данным критериям. Но если говорить о высоких технологиях в косметологии, то это, безусловно, линейка **Profillers** (Израиль), не только отвечающая всем требованиям, но и обладающая существенными преимуществами. Модельный ряд представлен четырьмя филлерами на основе гиалуроновой кислоты:

- **Profillers Light** 18 мг/мл для коррекции мелких морщин, армирования;
- **Profillers Medium** 23 мг/мл для естественной коррекции губ, средних морщин, а также для повторной коррекции;
- **Profillers Strong** 26 мг/мл для коррекции губ, носогубных складок, дермальных заломов, акцентной коррекции носа, мочек уха;
- **Profillers Ultra Strong** 26 мг/мл для объемного моделирования, коррекции подбородка, угла челюсти.

Линейка Profillers – стерильные, апирогенные гели, произведенные из гиалуроната натрия неживотного происхождения с высокой молекулярной массой, полученного путем биоферментации. Химически соединены поперечно и увеличены в объеме в фосфатно-буферном растворе для придания упругости и однородности.

Препараты очищены, заряжены в стеклянные шприцы, стерилизованы паром. Для образования межмолекулярных связей применен 1,4 BDDE,

который создает ковалентные связи между цепочками гиалуроната натрия. Ph линейки колеблется от 6,98 до 6,99, то есть максимально приближен к Ph кожи, что обеспечивает комфортность для пациента. Длительное время жизнеспособности препаратов достигается методом стабилизации гиалуроновой кислоты поперечным скрещиванием.



Конечный результат – материал, который биологически совместим с клетками и тканями, благодаря немодифицированному происхождению. Но при этом срок его устойчивости по меньшей мере в 100 раз больше. Можно предположить, что длительный срок нахождения ГК может стать недостатком в случае нежелательных эффектов, но исследования доказали, что ГК выводится менее чем за год, быстро и безопасно может быть извлечена при помощи гиалуронидазы. Физические свойства делают филлеры линейки **Profillers** легкими и надежными в применении.

Сложно определить точную жизнеспособность продуктов, так как на результаты и эффективность их действия влияют показания к применению, методы введения, концентрация ГК, текстура, реологические свойства, устойчивость к физиологическому метаболическому разложению и другие факторы.

Препараты линейки Profillers при-

знаны профессионалами, доказали свою эффективность и безопасность при контурной пластике лица. Тесты, проведенные в естественных условиях, подтверждают важность монофазной структуры, увеличивающей устойчивость к метаболическому распаду.

Основываясь на клинических результатах, опыте практикующих врачей и оценке теоретической базы, можно утверждать, что линейка препаратов Profillers предполагает наилучший результат продолжительности в естественных условиях:

- до 6 месяцев – **Profillers Light**;
- до 9 месяцев – **Profillers Medium**;
- до 12 месяцев – **Profillers Strong**

и **Ultra Strong**.

Profillers – естественный, предсказуемый, эффективный результат! Препараты отвечают всем требованиям наших пациентов, удобны в применении, экономически выгодны, подтверждены регистрацией.

Profillers вам в помощь!

PROfillers

CROSS-LINKED MONOPHASIC HYALURONIC ACID

Эксклюзивный дистрибьютор Profillers на территории РФ и СНГ – компания ICG group:
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17,
тел./факс (812) 337-52-57,
www.profillers.com; www.icg-group.ru

Представители ICG group:

г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 75, оф. 72,
тел.: (343) 219-18-30, +7-922-133-20-33,
e-mail: ekaterinburg@delis.pro;
www.delis.pro;

г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 36,
тел.: (351) 268-61-01, +7-922-233-33-89,
e-mail: premium.chel@mail.ru;

г. Уфа, пр. Октября, д. 4/2л, оф. 14,
тел.: (347) 293-60-50, 293-34-45,
e-mail: ufa@delis.pro;

г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 903/2,
тел. +7-906-908-22-33, e-mail: berkana.sib@mail.ru;

г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20д, оф. 94,
тел. (391) 222-05-55, e-mail: 2016224@mail.ru